



custo cardio 200 Elektroden



Grundsätzlich kann jede Elektrode universell verwendet werden.
In der Tabelle werden die optimalen Anwendungsmöglichkeiten gezeigt:

Elektrode:	small 1	standard 2	hair 3
Untersuchung:	Ruhe-EKG, Ergometrie	Ruhe-EKG, Ergometrie	Ruhe-EKG, Ergometrie
Eigenschaften:	sehr klein	weich anschmiegsam	stark haftend
Besonders geeignet für:	Kinder und Jugendliche	normale Haut empfindliche Haut Diabetiker Marcumar Patienten	behaarte Patienten

Ihr autorisierter custo med Vertriebspartner

custo·med
SICHERHEIT IN DER DIAGNOSTIK

Leibnizstr. 7, 85521 Ottobrunn, Deutschland
Tel.: +49 (0)89 71098-00, Fax: +49 (0)89 71098-10
E-Mail: info@customed.de, Internet: www.customed.de