



custo watch
Das neue Langzeit-EKG.



custo watch:

Das Ergebnis konsequenter Entwicklungsarbeit.

Das Langzeit-EKG wird mit einem leichten Brustgurt aufgezeichnet, drahtlos an die EKG-Uhr gesendet und dort gespeichert. Ohne Klebelektroden, ohne Kabel. Dafür mit hohem Patientenkomfort. Und ansprechendem Design.

Patient und Arzt haben mit der neuen custo watch spür- und messbare Vorteile.

Zuverlässig

Leistungsstark

Ergonomisch

Wasserdicht

Robust

Präzise



custo watch:

Die Vorteile eines durchdachten Systems.



custo belt 3

- Ohne Klebelektroden
- Neuartige Gürteltechnologie für 3-kanalige EKG-Erfassung
- Wiederverwendbar
- Maschinenwaschbar
- Hoher Tragekomfort
- Mit Biokompatibilitätsgutachten



custo guard 3

- 3-Kanal EKG Sender
- Wasserdicht
- Extrem leicht
- Energiesparende Funkübertragung des EKG-Signals an die custo watch



custo watch

- Signalkontrolle der EKG-Kanäle
- Patienten-Display einstellbar
- Armbänder wechselbar
- Wasserdicht
- Extrem leicht
- Aufzeichnungsdauer: 24 h



custo docking station


- Aufladen von custo guard und custo watch
- Schnelle Datenübertragung der Langzeit-EKG-Daten in den PC
- Kompatibel mit Langzeit-EKG Auswertesoftware custo tera





custo holter ABDM:

Synchrone Aufzeichnung und Darstellung von Langzeit-EKG und Langzeit-Blutdruck



Langzeit-Blutdruck-Rekorder custo screen 400
Funktionen wie custo screen 300, jedoch zusätzlich:

- Speichert kontinuierlich 3-Kanal-EKG-Daten von custo guard 3
- SD-Speicherkarte für schnellen Daten-Download
- Langzeit-Blutdruck-Aufzeichnung auch ohne Langzeit-EKG möglich

Software custo tera + custo screen
• Kombinierte Darstellung Langzeit-EKG und Langzeit-Blutdruck

Langzeit-EKG-Sender custo guard 3
• 3-kanalige EKG-Erfassung
• Wasserdicht, bruchsicher, extrem leicht
• Energiesparende Funkübertragung des EKG-Signals an den Langzeit-Blutdruckrekorder custo screen 400

3-kanaliger Elektrodengürtel custo belt 3
• Langzeit-EKG ohne Klebeelektroden
• Neuartige Gürteltechnologie für 3-kanalige EKG-Erfassung
• Wiederverwendbar, maschinenwaschbar
• Hoher Tragekomfort
• Mit Biokompatibilitätsgutachten



Fax: 089 7109810

custo med GmbH • Leibnizstraße 7 • 85521 Ottobrunn • Tel.: 089 710 98 00 • E-Mail: info@customed.de
Bitte ausfüllen und an custo med faxen oder in einem Briefumschlag an custo med senden.

Bitte senden Sie mir ein unverbindliches Angebot zur custo watch

Bitte senden Sie mir ein unverbindliches Angebot zum custo holter ABDM

Bitte senden Sie Informationsmaterial:

Ruhe-/Belastungs-EKG

Lungenfunktion

Langzeit-EKG

Langzeit-Blutdruck

Kardiorespiratorische Polygraphie

EKG-Telemonitoring und Prävention

Anschrift:

Name _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Telefon _____

Fax _____

E-Mail _____

Praxisstempel